

Les composants du système de stockage et d'expédition Cryo-EM Basic Grid sont :

[Rondelles Cryo-EM de 2e génération](#) - Quantité 60 - SKU M-CEMG2

La rondelle cryo-EM MiTeGen de 2e génération vous permet d'organiser, de suivre et d'expédier vos échantillons sur des grilles pour l'analyse de particules uniques et d'autres applications de microscopie électronique cryogénique (cryoEM).



[Canne de stockage CryoEM G2 - HC34\VHC35](#) - Quantité 6 - SKU M-CEMSTC-2

Canne de stockage à étagères pour les rondelles cryo-EM MiTeGen de 2e génération. Peut contenir jusqu'à 10 rondelles. Compatible avec les dewars de stockage IC Biomedical (Worthington) HC34 et VHC35.



[Canne d'expédition CryoEM G2 - CX100](#) - Quantité 1 - SKU M-CEMTPC-1

Canne de transport à étagères pour l'expédition de rondelles cryo-EM MiTeGen de 2e génération dans un expéditeur à sec IC Biomedical (Worthington) CX100. La canne contient 8 rondelles.



[Pince à préhension de rondelle Cryo-EM](#) - Quantité 1 - SKU M-CEMG2-PGT1

Pince à saisir les rondelles Cryo-EM. Vous permet de manipuler facilement les rondelles cryo-EM, particulièrement utile lorsque vous travaillez avec de l'azote liquide



**[Code-barres et sérialisation de rondelle gratuits](#) - Quantité 10 - SKU M-CEMG2-
Barcoding**

Options de code-barres pour les rondelles cryo-EM. L'ajout d'un code-barres à vos rondelles MiTeGen CryoEM permet un suivi facile. Les codes-barres peuvent être

personnalisés selon vos besoins. Chaque rondelle reçoit son propre code-barres.




[Pince cryogénique coudée pour la manipulation de rondelles](#) - Quantité 1 - SKU M-CP-111-030

Pinces cryogéniques courbées pour la manipulation de la rondelle.




[Cryo-EM Puck Dewar et Insert](#) - Quantité 1 - SKU M-CEM-PD-IS1

Dewar en mousse avec insert de maintien de rondelle cryo-EM pour un transfert facile de la grille. Transférez facilement les boîtes de grille cryo vers ou depuis les rondelles tout en étant immergées dans LN2. Maintenez solidement la rondelle cryo-EM en place. Localisez facilement les positions indexées des boîtes de grille cryo.



Pince à épiler Cryo-EM Grid Box - Quantité 1 - SKU TW-EMTEC-553

Simplifiez la manipulation de la boîte de grille cryo avec ces pincettes faciles à utiliser. Spécialement conçu pour saisir la vis centrale de la boîte, plutôt que ses côtés.



Tournevis pour verrou de couvercle de rondelle - Quantité 1 - SKU M-CEMG2-LLSD

Tournevis pour manipuler le verrou du couvercle de la rondelle.



Lecteur de code-barres USB - Quantité 1 - SKU M-BCR-001

Le lecteur de codes-barres portable scanne facilement les codes-barres 1D et 2D utilisés sur les rondelles, les plaques et les bases. Compatible avec les rondelles MiTeGen Cryo-EM, les rondelles Uni-Pucks, les paniers SPINE (SC3) et les bases en boucle.



Cryo-EM Puck and Storage Cane Log Sheets - Quantité 1 - SKU M-CEMG2-LogSheets

Rondelle Cryo-EM et feuille de journal de canne de stockage. Utile pour enregistrer les



informations d'identification.

Option de couleur de rondelle CryoEM – Quantité 60 - SKU M-CEMG2-CustomColor

Obtenez votre jeu de rondelles CryoEM dans une série de couleurs uniques. Aide à identifier la rondelle avec laquelle vous travaillez. Disponible en 10 couleurs différentes, ou une couleur unique. Les couleurs disponibles sont : rouge, noir, violet, gris, bleu, or, vert, violet, marron, orange ou arc-en-ciel. **Vous avez votre choix de couleurs de rondelles.**

